

SEP-10S

Plus

SEP-10S –standartní injektomat určený pro podávání infuzí IV, IA, epidurální cestou nebo subkutánně. Zaručuje přesnou a ekonomickou dodávku infuzátu. Jednoduché a rychlé zadávání parametrů pomocí číselné klávesnice. Velký rozsah rychlostí podávané infuze.



Specifikace

Rychlost průtoku:	0.1-99.9 ml/h v 0.1 ml/h krocích 100-1500 ml/h v 1 ml/h krocích
Velikost inj. stříkaček:	10, 20, 30, 50/60 a 100 ml všech hlavních značek
Objem, který má být podán (VTBI):	0.1-99.9 ml v 0.1 ml krocích 100-999 ml v 1 ml krocích
Celkový objem:	0.1-9999 ml
Bolusová rychlost:	10 - 1500 ml/h v 1 ml/h krocích
Bolusový objem:	0.1-99.9 ml v 0.1 ml/h krocích
Volumetrická přesnost při použití schválených inj. stříkaček:	±2%, nebo ±1 ml% ml/h (větší z těchto hodnot)
KVO (Keep Vein Open):	1-10 ml/h v 0.1 ml/h krocích
KVO objem:	1% objemu stříkačky
Standby čas:	3-999 min v 1 min. krocích
Okluzní tlak:	40 kPa, 80 kPa, 120 kPa
Alarmy:	Bez napájení; Nízký stav nabití baterie; Velmi nízké nabití baterie; Okluze; x min Pre-alarm; KOR (KVO) xx ml/h; Infuze ukončena; Prázdná stříkačka Nevhodná stříkačka

Výrobce:

Viltechmeda Ltd., 125 Kalvariu str.
08221 Vilnius, Lithuania



BioVendor-Lékařská technika spol.sr. o.
Česká 354, 664 31 Lelekovice
tel. +420 5 4323 5367
bio.vendor@volny.cz

